

Noritake
Magic Separator
Separator de porțelan tip-creion

Aplicații

Magic Separator e conceput pentru a separa porțelanul de materialul din care este confecționat modelul fie la zona marginală, fie pe suprafețele gingivale ale punților sau în zonele punctelor de contact inter-proximal.

Caracteristici

- ◆ Magic Separator are o construcție tip-creion care permite o aplicare foarte ușoară. Este foarte ușor de obținut grosimea ideală a peliculei.
- ◆ Acțiunea de separare este foarte eficientă, chiar dacă grosimea porțelanului este foarte mică. În acest fel se obține o adaptare marginală ultra-exactă.
- ◆ Stratul de separator arde la o temperatură suficient de joasă și de aceea poate fi folosit și la porțelanurile cu temperaturi joase de ardere, ca de exemplu: ajustări marginale ale fațetelor ceramice.

Instrucțiuni de folosire

1. Aplicați obligatoriu un întăritor de ghips înainte de realizarea machetei din ceară a componentei metalice. Doar în aceste condiții puteți aplica apoi Magic Separator acolo unde porțelanul va veni în contact cu modelul.
2. Aplicați porțelan ca de obicei și îndepărtați piesa de pe bont. Dacă folosiți împreună cu Magic Separator un lichid de formare pentru porțelanul marginal de tip uscat-și-priză, cum este Noritake Magic Former, atunci separația va fi și mai precisă.
3. Dacă repuneți piesa pe bont pentru adaosuri de porțelan, trebuie să aplicați din nou Magic Separator.

Precauții de manipulare

- Dacă suprafața modelului nu este tratată cu întăritor de bont, eficiența Magic Separator va fi scăzută. De aceea tratamentul suprafeței este esențial.
- După fiecare utilizare puneți la loc capacul cu grijă. Nu depozitați la temperaturi înalte sau sub acțiunea directă a razelor de soare.

Precauții de siguranță

- ✓ Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu pielea ștergeți cu o buletă sau cu un tifon umed, apoi spălați pielea cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă din abundență și apoi consultați un medic.
- ✓ Nu se va folosi decât de medici stomatologi și tehnicieni dentari.
- ✓ Nu folosiți acest material pentru alte scopuri decât cele precizate aici.

Produs înrudit

Lichid de formare pentru porțelan marginal (de tip uscat-și-priză)

[Magic Former]

20 ml