

Noritake Con abraziv pentru prelucrare

Conul abraziv Noritake este o hârtie abrazivă, foarte practică în șlefuirea: dintelui de porțelan, dintelui de rășină, și metale.

Calități:

- Poate fi folosit într-o varietate mare de prelucrări.
- Face ca șlefuirea suprafețelor curbate să fie mai ușoară datorită formei sale.
- Garantează o finisare perfectă.

Instrucțiuni:

1. **Pentru dinți de porțelan și acrylat.** (S-Verde, S-Galben)
2. **Pentru proteză acrylică.** După o prelucrare cu freza extra dură, în continuare se folosește L-Roșu pentru șlefuire.
3. **Pentru metale dure ca punțile scheletate.** După o prelucrare cu freza din carborund se folosește în continuare pentru șlefuire L-Roșu și L-Galben.
4. **Pentru metale moi ca aliajul Paladium.** După o prelucrare cu freza din carborund se folosește în continuare pentru șlefuire L-Galben.

Note: Atașați conul până la o distanță de 2mm de mandrină. Faceți un test să vedeți dacă este bine centrată și fixată mandrina.

Precauții:

- A nu se folosi decât pentru șlefuirea protezelor dentare.
- Introduceți complet mandrina în orificiu, de asemenea asigurați-vă că mandrina este bine prinsă în orificiu.
- Viteza recomandată este de 8.000-12.000 rpm.
- Nu uitați să purtați ochelari de protecție pentru a evita posibilele răni ale ochilor.
- A se păstra într-un loc uscat, întunecos, pentru a evita deteriorarea din cauza umidității.

Corecții morfologice pentru dintele de porțelan:

Corecții morfologice cu vârf de diamant sau carborund.

Tipuri:

S – Verde – (mic, fin)

S – Galben – (mic, medie)

L – Galben – (mare, medie)

L – Roșu – (mare, grosier)

Conținut:

100 bucăți cu o mandrină

▼
Șlefuirea cu conurile Noritake

▼
Lustruirea cu Noritake Pearl Surface (C)

▼
Coacerea glazurii / Autoglazurare

▼
Lustruirea cu Noritake Pearl Surface (F)
(cu excepția colorării externe)

Noritake Meister Finish – fibra de alumina pentru lustruire

Fibrele de alumina sunt un material al erei spațiale. Noritake a colaborat cu una din universitățile de vârf din Japonia pentru a dezvolta un material de lustruire pe bază de fibre de alumina. Noritake Meister Finish este o premieră mondială, prima ustensilă de lustru realizată din acest material al erei spațiale.

Caracteristici:

1. Materialul are o densitate foarte mare, de aceea lustruiește foarte bine.
2. Meister Finish nu zgârie suprafața restaurării așa cum fac majoritatea instrumentelor de lustru, permițând obținerea unor suprafețe mai fine.
3. Suprafața vârfului nu se încarcă.
4. Fibrele de alumina sunt întrepătrunse și dispuse divergent realizând o structură solidă, care nu se fracturează nici nu se ciobește.
5. Se încălzesc destul de greu în timpul folosirii.

Aplicații:

1. Șanțuri pe fața ocluzală a restaurărilor metalice: pentru a obține forme anatomice mai rotunjite înainte de lustruirea finală. Puteți ascuți vârful pe o suprafață abrazivă diamantată (fig. 1, 2).
2. Pe fața interioară a restaurărilor metalo-ceramice sau integral metalice: pentru îndepărtarea plusurilor și potrivirea adaptării.
3. Suprafața găurii de acces a unei coroane pe implant: pentru îndepărtarea plusurilor și lărgirea găurii. Folosind o suprafață abrazivă diamantată se poate ajusta diametrul instrumentului pentru a se potrivi cu cel al găurii.
4. Colereta metalică: pentru curățirea acesteia.
5. Fața dentală a RCR: pentru îndepărtarea plusurilor.

Tipuri:

Culoare

Brun
Albastru
Roșu

Tip

grosier
mediu
fin

Noritake