

Portelan Opalescent (Luster)

- Proprietati speciale**
- ① Opalescentul reproduce suprafața fină și luciu dintelui natural.
 - ② O combinație unică de particule cu suprafața fină produce o reflexie selectivă a luminii dând același aspect opalescent observat la dintele natural.
 - ② Are culori vii, transparente, luminoase, de aceea nu apare întunecarea la nivelul marginii incizale sau la suprafeței ocluzale. Modificările de culoare ale dintelui natural cu vârsta au fost studiate cu atenție la Noritake.
 - ② Oferă o paletă de culori care include și nuanțe specifice dinților persoanelor vârstnice.

Nuanțe și aplicații

LTO (Luster T0)	Folosit în general pentru o transparență mărită la marginea incizală și pentru a simula un smalț foarte transparent, care permite observarea dentinei subiacente.
LTO (Luster T1)	Efficient în atingerea unei luminozități ca a dintelui natural.
Tblue (albastru transparent)	Folosit în general la restaurările pentru tineri la limita incizală pentru a reproduce un albastru pal, transparență tinerească.
Aqua Blue 1 (albastru marin 1)	Mai albastru decât T Blue. Se recomandă mixarea cu Luster sau Tx.
Aqua Blue 2 (albastru marin 2)	Mai albastru decât T Blue și mai gri decât Aqua Blue 1. Se recomandă mixarea cu Luster sau Tx.
LT Natural	Folosit în general pe muchiile incizale și pe suprafețele proximale, pentru a reproduce transluența caracteristică dentinei persoanelor vârstnice.
LT Super Gray	Mai gri decât LT Natural. Este util pentru crearea unui efect estetic de contrast cu portelanul translucid.
LT Yellow	Folosit pentru a reproduce un ușor efect de halou, pentru a reproduce o adâncime în suprafața central-ocluzală. Se aplică pe nuanța Mamelon Orange pentru a evita ca nuanța Orange să transpara.
Incisal Aureola (aureola incizală)	Folosită pentru a reproduce efectul halou cauzat de reflexia totală a luminii la limita incizală.
Sun Bright (lumina solară)	Folosit pentru a reproduce culoarea portocalie a smalțului la limita incizală așa cum se întâlnește la vârsta medie și la vârstnici. Poate realiza și nuanțe de portocaliu închis
Creamy Enamel (smalt cremos)	Folosit de obicei la cuspizi și creste de smalț ale molarilor, și uneori în zonele adiacente unghiurilor mezo sau disto-incizale ale frontalilor cu precădere pe fețele proximale
Creamy White (alb cremos)	Folosit pentru a atinge o culoare densă, laptoasă. Se poate folosi și în combinație cu alte nuanțe de Opalescent.

Atentie

Când nu se folosește Opalescentul:

- ① Atunci când distanța dintre vârful capei metalice și muchia incizală a portelanului este prea mică.
 - ② Atunci când portelanul nu acoperă în întregime suprafața ocluzală a dintelui.
 - ② Atunci când grosimea portelanului este foarte mică și un exces de transparență ar duce la o reflexie excesivă a opacului.
- Pentru cazurile enunțate mai sus, ar trebui să folosiți smalț și transparent în loc să folosiți LP. Veți obține un efect natural.

CCV (Cervical Transparent)

Pentru a crea adâncime de culoare, fără a o schimba nuanța

Nuanțe și aplicații

CCV-1	Pentru nuanțe deschise - de la A1 la A3	CCV-2	Pentru nuanțe închise - de la A3.5 la A4
CCV-3	Pentru a reproduce suprafețele expuse din cauza retractiei gingiilor	CCV-4	Similar CCV-3, însă cu o nuanță mai roșiatică

Exemplu de stratificare



LT1 este nuanta de baza a portelanului opalescent. Tblue se aplica pe muchia incizala, pentru a obtine o translucenta albastruie a smaltului. LT0 se aplica pe muchia incizala, pentru a obtine o translucenta superioara.



Utilizati Creamy Enamel pentru a crea aspectul natural al smaltului in centrul coroanei. Se foloseste si pe crestele marginale ale fetei linguale.



Exceptand zona cervicala, aplicati Lt1 pe toata suprafata coroanei. Aplicati LT1 si LT Yellow pe fata linguala, pentru a crea intensitatea cromatica.



Aplicati CCV-1 si CCV-2 pe zona cervicala, pentru a crea o nuanta cervicala luminoasa. Apoi, introduceti in cuptor.



Lucrarea finala

Nuante



	MANUFACTURER		BATCH CODE
	USE BY		CATALOGUE NUMBER
	CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE		AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

EU Authorized Representative
Name: Kuraray Europe GmbH
Address: Philipp-Reis-Str.4 65795
Hattersheim am Main, Germany

 0120

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**
300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan
Phone +81-561-32-8953 Fax +81-561-32-8976
<http://www.kuraraynoritake.com>

Importator:
Terra + Dent
materiale si echipamente dentare

Bucuresti: 021.316.41.83
Cluj-Napoca: 0264.598.803
www.terradent.ro
comenzi@terradent.ro