

Tissue Porcelain

Super
Porcelain

EX-3

Super
Porcelain

EX-3

PRESS

CZR

CZR

PRESS



Noritake a creat o gama de 7
nuante de gingie pentru fiecare
categorie: EX-3 si EX-3 PRESS LF
pentru restaurari metalo-ceramice,
CZR si CZR PRESS LF pentru pentru
restaurari din zirconia.

Noritate

Nuante de gingie falsa

Aceste nuante reusesc sa reproduca nuantele gingiei naturale.



Tissue 1
Cea mai obisnuita
nuanta de gingie



Tissue 2
O nuanta mai
deschisa de gingie



Tissue 3
O nuanta mai
inchisa de gingie



Tissue 4
Se amesteca cu 1, 2
sau 3 pentru a mari
luminozitatea



Tissue 5
O nuanta rosiatica
opaca pentru
interiorul gingiei



Tissue 6
Roz stralucitor
pentru gingie



Tissue 7
Rosu intens pentru
suprafata gingiei

Exemplu de reconstructie

Zona dentara: CZR Zona gingivala: CZR PRESS LF



Pentru a creste rezistenta
adeziunii intre structura de
zirconiu si ceramica, aplicati un
strat foarte subtire de Tissue 4,
apoi realizati prima ardere.



Dupa coacere.



Aplicati Tissue 4 (Transparenta
scazuta si Luminozitate crescuta)
oentru a ajusta gradul de
transparenta la baza structurii.



Aplicati Tissue 6 pentru a obtine
in zona cervicala o culoare
stralucitoare.



Aplicati Tissue 7 in zona
marginala a structurii, pentru a
da gingiei o culoare rosiatica.



Avand posibilitatea de a controla
luminozitatea, opacitatea si
intensitatea culorii, se poate
obtine o gingie de o nuanta
naturala.

IS Fluoro

Super Porcelain **EX-3** Super Porcelain **EX-3** **PRESS** **CRABIER** **CRABIER** **PRESS**

IS Fluoro este un machiaj intern, care mimeaza fluorescenta dintelui natural. Se aplica dupa prima ardere de dentina/smalt, si se aplica pe suprafata capei din zirconiu pentru PFZ (restaurari din ceramica si zirconiu) sau pe suprafata de opac pentru PFM (restaurari metalo-ceramice).

IS Fluoro poate fi amestecata cu ceramica pudra, pentru cresterea fluorescentei dupa dorinta tehnicianului.

La lumina UV



La lumina naturala



*1/365nm

Gama de nuante pentru colorare interna

White	Incisal Blue 1	Incisal Blue 2	Mamelon Orange 1	Mamelon Orange 2
Cervical 1	Cervical 2	Cervical 3	Earth Brown	Reddish Brown
Salmon Pink	Red	A+	B+	C+
D+	Bright	IS Fluoro	Gray	

SS Fluoro

CRABIER **PRESS**

SS Fluoro este modificatorul Shade Base Stain destinat intensificarii fluorescentei. Se foloseste in amestec cu Shade Base Stain ca modificador, dar se poate aplica si direct pe structura din zirconia.

Shade Base Stain Modifier Lineups

A+	B+	C+	D+	Cervical Orange
Incisal Blue1	Incisal Blue2	Gray	Salmon Pink	Earth Brown
Fluoro				

SYMBOLS USED IN A LABEL

 MANUFACTURER	 LOT	BATCH CODE
 USE BY	 REF	CATALOGUE NUMBER
 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 EC REP	AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

EU Authorized Representative
Name: Kuraray Europe GmbH
Address: Philipp-Reis-Str.4 65795
Hattersheim am Main, Germany

CE 0120